

Inhalieren mit einem **PARI** Vernebler

Weitere Informationen
finden Sie unter
www.pari.de



Inhalation – wie geht das?

Inhalieren mit dem PARI LC SPRINT® Vernebler



1

Vor jeder Inhalation gründlich die Hände waschen.



2a

Mundstück oder Maske aufstecken.



2b

Bei Verwendung einer BABY Maske den BABY Winkel verwenden. Maskenposition entsprechend der Lage des Babys ausrichten.



3

Vernebler und Kompressor mit Anschlusschlauch verbinden. Kompressor an Stromnetz anschließen.



4

Verschlussdeckel öffnen.



5

Inhalationslösung einfüllen. Deckel schließen.



6

Aufrecht und entspannt hinsetzen. Gerät einschalten.



7a

Mundstück zwischen die Zähne nehmen und mit den Lippen umschließen.



7b

Vernebler senkrecht halten. Maske muss dicht sitzen.



8

Langsam und tief einatmen. Bei zu schnellem Einatmen erzeugt das integrierte PIF-Control System einen Widerstand. Sobald man diesen wahrnimmt, Einatmung verlangsamen. Das Medikament ist aufgebraucht, wenn am Vernebler ein verändertes Geräusch hörbar ist.



9

Gerät ausschalten. Vernebler vom Schlauch abziehen. Zum Trocknen des Schlauches Gerät wieder einschalten.



10

Zur vollständigen Trennung vom Netz Netzstecker ziehen.

Hygiene und Wartung des PARI LC SPRINT® Verneblers

Bitte beachten Sie auf jeden Fall auch die Gebrauchsanweisungen des Verneblers und des Kompressors. Dort finden Sie eine detaillierte Beschreibung. Diese liegt den Geräten bei. Bei Verlust kann die jeweilige Gebrauchsanweisung unter www.pari.de aufgerufen oder unter +49(0)81 51 - 279279 angefordert werden.

Für zu Hause

Bitte verfahren Sie wie folgt:



1

Reinigung

- nach jedem Gebrauch
- Vernebler zerlegen.
 - In warmem Leitungswasser und Spülmittel reinigen.
 - Einzelteile gründlich unter fließendem Wasser nachspülen.



2

Desinfektion

- einmal täglich
- In einer ausreichenden Menge kochenden Wassers (5 Min.)
- Oder
- In einem Desinfektionsgerät (z. B. für Babyflaschen)



3

Trocknung

- nach jeder Reinigung und/oder Desinfektion Einzelteile auf ein trockenes, fusselfreies Tuch legen.



4

Aufbewahrung

- Teile an einem trockenen, staubfreien Ort aufbewahren.



5

Wartung: mind. 1x pro Jahr

- Luftfilter, Vernebler und Anschluss Schlauch wechseln (PARI Year Packs).

Bei nicht reinigbarer Verschmutzung oder Beschädigung gegebenenfalls früher erneuern.

Spezialisten für effektive Inhalation



PARI GmbH

Moosstraße 3 · 82319 Starnberg · Germany

Tel.: +49 (0) 8151-279 0 · Fax: (0) 8151-279 101

E-Mail: info@pari.de · www.pari.de