

TOPRO Taurus H Basic		TOPRO Taurus H Premium	TOPRO Taurus E Basic	TOPRO Taurus E Premium
Beidseitige Handbremsen mit Stand- und Fahrbremse	✗	✓	✗	✓
Bremsen können unabhängig voneinander von jedem Handgriff betätigt werden	✗	✓	✗	✓
Verstellbare Handgriffe (Winkel und Länge einstellbar)	✗	✓	✗	✓
Standbremsen an allen Rädern (Fußbremse)	✓	✓	✓	✓
Verstellbare Unterarmauflagen	✓	✓	✓	✓
Hinterräder mit integriertem Richtungsfeststeller (Brems, Freilauf - über Fußpedal)	✗	✓	✗	✓
Positionsmarkierungen auf dem Knopf für die Höheneinstellung - O = RUNTER KEINE AKTION HOCH	✗	✗	✓	✓
Elektrische Höhenverstellung	✗	✗	✓	✓
Hydraulische Höhenverstellung	✓	✓	✗	✗
Verwendbar in feuchten Räumen	✓	✓	✗	✗
Kann durch die einfache Bedienung am Handgriff als Aufstehhilfe dienen (Wichtig: Kein Patientenlifter)	✗	✗	✗	✓



H Basic



H Premium



E Basic



E Premium