



Ausstattung

- Sitz-, Liege und Aufstehfunktion
- Geräuscharmer Antrieb
- Mit Beinablage

Daten

Max. Belastbarkeit:	180 kg
Gesamtgewicht:	76 kg
Gesamttiefe:	100 cm
Gesamtbreite:	76 cm
Gesamthöhe:	112 cm
Sitzfläche:	51 x 56 cm
Höhe Armlehne:	62 cm
Farben:	Beige / Braun / Dunkelblau
Material:	100 % Polyester

Preis

819,00 Euro (UVP)

Aufstehsessel VISTA

Der VISTA Aufstehsessel ermöglicht Ihnen bequemes Sitzen oder entspanntes Liegen in der Ruheposition.

Die Rückenlehne und die Beinablage sind durch einen geräuscharmen Antrieb, der mit einer Handbedienung gesteuert wird, stufenlos verstellbar.

Die Aufstehfunktion wird durch einen Elektromotor unterstützt und ermöglicht es dem Benutzer, sich ohne großen Kraftaufwand selbständig in eine Stehposition zu bringen. Eine große Seitentasche bietet viel Stauraum in Griffweite

Besonderheiten:

- Fernbedienung inklusive
- Mit Seitentasche
- In 3 Farben erhältlich

