

Technische Daten Pflegebetten

Pflegebetten und Hebepflegerahmen

	aks-L4/aks-L5	aks-S4	aks-D4 low entry	aks-B4 compact
Liegefläche (BxL in cm)	90 x 200	90 x 200	90 x 200	85 x 186 für Matratzen- größen 90/100 x 190/200
Abmaß in cm	104,5 x 219	108 x 206	109 x 215	85 x 186
Höhenverstellung in cm, ohne Matratze	40 bis 80	40 bis 90	22 bis 62	ca. 30 bis 80
sichere Arbeitslast	185 kg	170 kg	185 kg	185 kg
max. Patientengewicht	150 kg	135 kg	150 kg	150 kg
Einzelgewichte	≤ 20 kg	≤ 33,5 kg (Scherenhub)	< 20 kg	≤ 31 kg (Scherenhub)
Eingangsspannung	variabel (100-240 V)	variabel (100-240 V)	variabel (100-240 V)	variabel (100-240 V)
Leistungsaufnahme	90 W	90 W	90 W	90 W
Schutzklasse	II	II	II	II
Anwendungsteil	Typ B	Typ B	Typ B	Typ B
Schutzart SMPS-Gehäuse	IP X6	IP X6	IP X6	IP X6
Schutzart Motoren	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
konstruiert nach	DIN EN 60601-2-52	DIN EN 60601-2-52	DIN EN 60601-2-52	DIN EN 60601-2-52

aks-Pflegebetten für die L-XXL und bariatrische Pflege finden Sie ab Seite 124.