

Qualität, Sicherheit,
Exklusivität ...
Machen Sie **keine
Kompromisse!**

MOBILITÄT



Großes
Tablett



Vielseitiges
Gepäcknetz



Sicherheits-
verriegelung



Indoor-Rollator **Roomba**

Der sportliche Begleiter für zu Hause

- Mit gepolsterten und individuell einstellbaren Unterarm-
auflagen
- Besonders wendiger und formschöner Rollator
- Speziell für die Verwendung in Innenräumen konzipiert
- Durch seine schmale Bauweise überall einsetzbar, auch
bei geringem Platzangebot
- Erstklassige Verarbeitung und Materialien
- Ergonomische und weiche Handgriffe mit durch-
gehendem Bremsbügel
- Bremse kann mit einer Hand bedient und festgestellt
werden
- Lieferung serienmäßig mit Korb und großem Tablett mit
runder Vertiefung



Indoor-Rollator **Roomba**

Bestellnummer

weiß 730 200 100

Technische Daten

Produkt	Breite	Länge	Handgriff	Tabletthöhe	Tablettbreite	Tabletttiefe	Faltmaß (L/B/H)	Gewicht	Max. Belastung
Indoor-Rollator Roomba	57 cm	55 cm	81,4 - 94,1 cm	67,5 cm	45 cm	27 cm	83 / 55 / 29 cm	5,6 kg	100 kg