

TOPRO

STIFTUNG WARENTEST
testsieger
GUT 2,1
Im Test: 14 Rollatoren
test 9/2005
www.test.de



TOPRO TROJA...das Original.



STIFTUNG WARENTEST
testsieger
GUT 2,1
Im Test: 14 Rollatoren
test 9/2005
www.test.de

Die Stiftung Waren-test hat im Jahr 2005 (Test, Ausgabe 9/2005), 14 Rollatoren getestet und schreibt unter anderem Folgendes über den in Norwegen produzierten Testsieger TOPRO Troja: „Das Designermodell hat den höchsten Bedienungskomfort, ist leicht zu manövrieren und platzsparend zusammenzuklappen. Dieser Rollator, Spitzenreiter in unserem Test, war absoluter Favorit unserer Probanden.“

TOPRO TROJA...das Original.

„Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“ formulierte schon Antoine de Saint-Exupéry in seinem kleinen Prinzen. Sicher dachte er dabei nicht an die Entwicklung des TOPRO Troja, der vielen Menschen auf der ganzen Welt die beste Unterstützung ist, ein Leben in Bewegung zu führen. Der TOPRO Troja ist das Original, der erste und einzige Aluminium-Kunststoff-Rollator, der sozial und umweltverträglich in Norwegen gefertigt wird.

Der Spaziergang am Hafen von Marbella, die Urlaubsreise zu den Pyramiden, aber auch einfach nur

der Einkauf auf dem Wochenmarkt sind dank des TOPRO Troja immer noch so normal wie eh und je. Er stützt unauffällig, lässt einen Spaziergang in Gesellschaft von Freunden zu oder lädt zu einer Verschnaufpause an jedem beliebigen Ort ein. Leicht zu steuern, einfach zu tragen und platzsparend zu verstauen, das sind die Vorteile einer Technik, die mittlerweile zum Vorbild in Europa geworden ist. Alle Details sind funktional durchdacht und ergonomisch entwickelt.

Das perfekte Ganze macht die Qualität in einem Design, mit dem man sich sehen lassen kann, aus.



**Der Bewegungs-
drang unserer
Kinder ist der beste
therapeutische
Motivator.
Je einfacher das
Hilfsmittel dabei
funktioniert, umso
eher wird es auch
akzeptiert und
benutzt.**

TOPRO TROJA X...der Kinderrollator.

So etwas wie den TOPRO Troja müsste es auch für Kinder geben, wurde uns immer wieder zugetragen. Gerade kleine Menschen und Kinder benötigen sehr leichte und leichtgängige Produkte, um ihre persönliche Mobilität zu unterstützen. Herausgekommen ist der TOPRO Troja X, der Rollator, der sich falten lässt wie der TOPRO Troja und auch sonst in allen Funktionalitäten auf dem TOPRO Troja M aufbaut. Einzig und allein die Maße wurden der speziellen Ergonomie von Kindern und Kleinwüchsigen angepaßt. Der TOPRO Troja X ermöglicht es, wieder aktiv und unabhängig zu sein, die Welt selbst-

Version 9/10

ständig zu entdecken und täglich neue Dinge zu lernen - das, was das Leben eines jeden Kindes immer wieder auf's Neue spannend macht. Mit nur wenigen Handgriffen ist der TOPRO Troja X auf das kleinste Transportmaß aller Kinderrollatoren zusammengeklappt und im Auto, Flugzeug oder der Bahn verstaut. Der TOPRO Troja X bietet somit die Chance, umfassend mobil zu werden. Das Zubehör wie der Getränkehalter und das Multifunktionsnetz als zusätzliche Ablage für Spielzeug etc. machen aus einer Mobilitätshilfe einen Kameraden, auf den man sich verlassen kann.

Version 9/10



Nicht immer ist es möglich, sich mit einem „normalen“ Rollator fortzubewegen, weil noch ein wenig mehr Unterstützung benötigt wird. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass Nutzer, die genau dieses klein bisschen Mehr an Unterstützung benötigen, immer auf fremde Hilfe angewiesen sein müssen. Der TOPRO Troja mit Unterarmauflagen bietet Ihnen die Möglichkeit, die Unterarme während des Gehens auf dem Rollator abzulegen. Diese kleine Hilfe reicht zumeist aus, um wieder selbständig gehen und sich im Alltag ohne fremde Hilfe fortbewegen zu können.

TOPRO TROJA mit Unterarmauflagen...

Der TOPRO Troja mit Unterarmauflagen ist für all jene entwickelt worden, deren Handkraft für das Schieben eines Rollators nicht ausreicht oder die Unterstützung beim Aufrichten des Rumpfes benötigen. Aufgrund seines geringen Gewichts und des Einhandfaltmechanismus ist der TOPRO Troja mit Unterarmauflagen extrem leicht zu handhaben.

Version 9/10

...die sichere Stütze.

Seine Armauflagen sind in der Höhe verstellbar und können so optimal an jeden Nutzer angepasst werden. Der TOPRO Troja mit Unterarmauflagen bietet Ihnen die Möglichkeit, sich selbständig fortzubewegen und ersetzt somit den Arm einer Hilfsperson. Er gibt Sicherheit und Unabhängigkeit.

Version 9/10

DETAILS TOPRO Troja

Schön allein reicht nicht, aber es macht die Freude aus, die man an seinem täglichen Begleiter erfährt. Der TOPRO Troja wurde nach funktionalen Gesichtspunkten entwickelt und er wird auf der Grundlage vieler Alltagswünsche seiner Nutzer immer weiter optimiert.

Eine Faltmechanik und ein ausgewogenes Gewichtsverhältnis machen den TOPRO Troja einfach handlich. Viele Produktdetails, wie die vollständig kugelgelagerten Räder und Radgabeln, die rutschfesten Beläge, die kantenabweisenden Bremsblöcke, die ergonomisch geformten Handgriffe, sowie der gut sichtbare Faltmechanismus machen ihn zu etwas Besonderem.

Einzigartig wird er aber durch das speziell entwickelte Zubehör, mit dem Sie sich Ihren ganz persönlichen TOPRO Troja zusammenstellen können.



Der TOPRO Troja ist **sehr schnell und leicht zusammen zu falten**. Einfach an der Schlaufe, die in der Sitzfläche eingelassen ist, ziehen. Am Besten mit einem leichten Ruck, da die Anfangsspannung zum Einrasten überwunden werden muß.



Wenn der TOPRO Troja zusammengeklappt ist, den Hebel zum Arretieren umlegen. Dann steht der TOPRO Troja zusammengeklappt fest auf allen vier Rädern.

So kann der TOPRO Troja bequem im Auto verstaut und mitgenommen werden

Version 9/10



Für die **Griffhöheeneinstellung** lösen Sie die Schraube, aber schrauben Sie sie nicht ganz heraus. Ziehen Sie den Griff bis zum Stopp heraus. Da Sie mit dem Memoryeffekt Ihre ergonomisch richtige Griffhöhe „programmiert“ haben, können Sie sich nun über lange Zeit auf den TOPRO Troja stützen.



Mit Hilfe der **Memoryfunktion** wird die richtige Griff-/Stützhöhe festgelegt. Dazu sollte der Nutzer aufrecht im TOPRO Troja stehen und sich mit leicht angewinkelten Armen aufstützen. Mit dem roten Memoryclip wird die richtige Höhe festgelegt.



Anschließend kann der Griff zum leichteren Transport eingeschoben werden. Zieht man den Handgriff zur Benutzung wieder bis zum Anschlag heraus, ist die richtige Griffhöhe automatisch wieder eingestellt.

Version 9/10



Durch den **Kantenabweiser** kommen Sie bequem an Hindernissen aller Art vorbei. Alleine durch den Bügel wird der Rollator weggedrückt und gleitet so direkt, ohne mit dem Hinterrad hängenzubleiben, am Hindernis vorbei.



Um eine **Schwelle zu überwinden**, fahren Sie an die Barriere heran und drücken mit dem linken oder rechten Fuß auf die beidseitige Ankipphilfe.



Dabei geht der Rollator wie von selbst vorne hoch und Sie kommen bequem über eine Schwelle o.ä.



Sicher und bequem sitzen durch die Kombination des sich selbst anpassenden Sitznetzes und die Sitztiefeinstellung des Rückengurtes.

Version 9/10

TECHNISCHE DATEN TOPRO Troja

TOPRO Troja	Rollator	Rollator	NEU Rollator
Größe	M (medium)	S (small)	X (extra small)
Farbe	Dunkelgrau	Silbergrau	Silbergrau
Empfohlene Körpergröße	150-200 cm	135-170 cm	125-160 cm
Max. Benutzergewicht	150 kg	125 kg	80 kg
Höhe der Stützpunkte	78-100 cm	67-86 cm	63,5-79 cm
Größte Länge	65 cm	65 cm	65 cm
Größte Breite	61 cm	61 cm	52,5 cm
Sitzbreite	47 cm	47 cm	37 cm
Sitzhöhe	62 cm	54 cm	52 cm
Drehdurchmesser	84 cm	84 cm	84 cm
Durchmesser Vorder-/Hinterrad	20 cm	20 cm	20 cm
Breite Vorder-/Hinterrad	36 mm	36 mm	36 mm
Handgriffe	Anatomisch	Anatomisch	Anatomisch
Abstand Fahrbremse	65 mm	65 mm	65 mm
Höhe zusammengeklappt	80 cm	74 cm	65 cm
Breite zusammengeklappt	24 cm	24 cm	25 cm
Länge zusammengeklappt	66 cm	66 cm	66 cm
Gewicht	7,4 kg	7,1 kg	6,6 kg
TOPRO Artikelnummer	814980	814985	814740
HMV-Nummer	10.50.04.1110	Keine	Keine
Unverbindliche Preisempfehlung	399,- €	399,- €	399,- €

5 Jahre Garantie, ausgenommen Verschleißteile und Montage

Version 9/10

Alle Abbildungen, Maße und Preisangaben, vorbehaltlich von Druckfehlern. Toleranzen und Farbabweichungen im Rahmen der technischen Umsetzung können nicht ausgeschlossen werden.

TECHNISCHE DATEN TOPRO Troja mit Unterarmauflagen

TOPRO Troja	Rollator mit Unterarmauflage	NEU Rollator mit Unterarmauflage	NEU Rollator mit Unterarmauflage
Größe	M (medium)	S (small)	X (extra small)
Farbe	Dunkelgrau	Silbergrau	Silbergrau
Empfohlene Körpergröße	150-185 cm	130-170 cm	130-160 cm
Max. Benutzergewicht	150 kg	125 kg	80 kg
Höhe der Stützpunkte	98-115 cm	84-100 cm	84-96 cm
Größte Länge	65 cm	65 cm	65 cm
Größte Breite	61 cm	61 cm	52,5 cm
Sitzbreite	45 cm	45 cm	35 cm
Sitzhöhe	62 cm	54 cm	52 cm
Drehdurchmesser	84 cm	84 cm	84 cm
Durchmesser Vorder-/Hinterrad	20 cm	20 cm	20 cm
Breite Vorder-/Hinterrad	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Handgriffe	Rund, Ø 35mm	Rund, Ø 35mm	Rund, Ø 35mm
Abstand Fahrbremse	6,5 cm	6.5 cm	6,5 cm
Höhe zusammengeklappt	108 cm	88 cm	88 cm
Breite zusammengeklappt	31 cm	31 cm	31 cm
Länge zusammengeklappt	66 cm	66 cm	66 cm
Gewicht	10,1 kg	9,8 kg	9,8 kg
TOPRO Artikelnummer	814748	814742	814741
HMV-Nummer	10.50.04.1129	Keine	Keine
Unverbindliche Preisempfehlung	799,- €	799,- €	799,- €

5 Jahre Garantie, ausgenommen Verschleißteile und Montage

Alle Abbildungen, Maße und Preisangaben, vorbehaltlich von Druckfehlern. Toleranzen und Farbabweichungen im Rahmen der technischen Umsetzung können nicht ausgeschlossen werden.

Version 9/10

ZUBEHÖR TOPRO Troja



Gepäcktasche
bietet zusätzlichen Stauraum
Artikel-Nr. 814046
Unverbindl. Preisempf. 59,00 €



Rückengurt mit Polster
ergonomisch auf Körpergröße und gewünschte Sitzposition einstellbar
Artikel-Nr. 814726
Unverbindl. Preisempf. 61,00 €



Spikes für Schuhe
für sicheren Halt auf Schnee und Eis
Artikel-Nr. 814029
Unverbindl. Preisempf. 19,00 €

Version 9/10



Netz für Sauerstoffflasche
Artikel-Nr. 814009
Unverbindl. Preisempf. 59,00 €



Getränkhalter
damit der Durst jederzeit gelöscht werden kann
Artikel-Nr. 814043
Unverbindl. Preisempf. 19,00 €



Unterarmauflagen für TOPRO Troja M
Artikel-Nr. 814829
Unverbindl. Preisempf. 369,00 €



Einhand-Simultanbremse links od. rechts zur Einhandbedienung
Artikel-Nr. 814026
Unverbindl. Preisempf. 15,00 €



Tablett
zum Abstellen und Transportieren einer Tasse o.a.
Artikel-Nr. 814752
Unverbindl. Preisempf. 37,00 €



Rollatorschloss
auch andere hätten Ihren TOPRO Troja gerne
Artikel-Nr. 814023
Unverbindl. Preisempf. 19,00 €

ZUBEHÖR TOPRO Troja



Stockhalter
links oder rechts montierbar
Artikel -Nr. 814025
Unverbindl. Preisempf. 35,00 €



Transporttasche
für die Reise in Flugzeug, Bus und Bahn
Artikel -Nr. 814042
Unverbindl. Preisempf. 139,00 €



Lampe gibt Sicherheit
auch in der Dunkelheit
Artikel -Nr. 814006
Unverbindl. Preisempf. 22,00 €



Multifunktionsnetz
für die kleinen Dinge des Alltags
Artikel -Nr. 814016
Unverbindl. Preisempf. 145,00 €



Namensschild
Artikel -Nr. 814024
Unverbindl.. Preisempf. 10,00 €

Aus etwas Gutem etwas Besseres zu machen ist häufig sehr schwer.
Das Original TOPRO Troja Zubehör wurde genau zu diesem Zweck entwickelt.
Passen Sie sich Ihren TOPRO Troja auf Ihre ganz individuellen Wünsche an.
Ein breites Sortiment an Zubehör wird Ihre Bedürfnisse, Ihren Komfort, sowie Ihr ganz persönliches Sicherheitsgefühl, befriedigen.



Alle Produkte werden in Norwegen entwickelt und produziert.

Hersteller:



TOPRO AS
Postboks 428
2803 Gjøvik

Besuchsadresse:

Rambekkveien 1
2816 Gjøvik
Norwegen

Tel. +47 61 134600
Fax +47 61 134601
E-Mail: post@topro.no

Qualitätsstandards:

DIN-EN ISO 9001 – Qualität
DIN-EN ISO 14001 – Umwelt



Vertriebs- und Schulungszentrum Deutschland:
Bahnhofstraße 26 d
82256 Fürstenfeldbruck

Tel. +49 (0)8141 888939-0
Fax +49 (0)8141 888939-22

E-Mail: mail@topro.de
www.topro.de

Überreicht durch: